

ZESTRON® Bath Analyzer 10

Coffret de test pour une mesure manuelle de la concentration des nettoyants alcalins



Pour assurer la constance d'un bon niveau de nettoyage, une concentration stable du nettoyant est nécessaire. Celle-ci peut évoluer en fonction des transferts et de l'évaporation, par exemple. Un contrôle régulier par l'utilisateur est donc recommandé. Pour ce faire, le ZESTRON® Bath Analyzer 10 constitue une solution simple pour mesurer avec fiabilité et précision la concentration des bains de nettoyage, qu'ils soient neufs ou usagés.


Mise en œuvre simple, en quelques étapes seulement :



1) Prise d'échantillon/transfert



2) Ajout du réactif



3) Agitation / Lecture

Avantages du ZESTRON® Bath Analyzer 10 :

- Haute précision de la mesure de concentration :
 - » y compris lorsque le niveau de pollution augmente
 - » aussi bien sur un bain neuf que sur un bain usagé.
- Outre la concentration, l'alcalinité peut aussi être contrôlée au moyen d'un code de couleurs
- Réalisation simple et rapide, aucune formation nécessaire
- Peut être mis en œuvre n'importe où, grâce à sa présentation sous forme de coffret
- Nécessite peu de place ; investissement faible

Utilisable avec les nettoyants de ZESTRON suivants :

VIGON® A 200	VIGON® A 250	VIGON® US	ATRON® AC 205	ATRON® SP 300
VIGON® A 201	VIGON® A 300	VIGON® PE 190A	ATRON® AC 207	VIGON® PE 216A
HYDRON® WS 400				

Le kit ZESTRON® Bath Analyzer 10 est proposé avec le contenu suivant :



- 1) Pissette en PE
- 2) 2 paires de gants en vinyle
- 3) Thermomètre digital (°C/°F)
- 4) Bécher pour le prélèvement d'échantillons
- 5) Epruvette graduée en verre
- 6) 6 x 100 ml de fluide de test ZESTRON® Bath Analyzer 10
- 7) Documentation avec tables de correspondance

Pour toute commande :

N° Art.	Article
5400-0000	ZESTRON® Bath Analyzer 10 en coffret
5401-0100	ZESTRON® Bath Analyzer 10 Set de recharge 6 flacons recharges de 100 ml dans un carton

Adresse de commande:

ZESTRON Europe

Mme. Corinne MATTERN • Bureau de Liaison

106 rue des Bains • 68390 SAUSHEIM

Tél.: 03 89 52 35 35

C.Mattern@zestron.com

Pour toute question technique concernant le ZESTRON® Bath Analyzer 10, veuillez vous adresser à notre service d'applications :

+49 8453 41995 341; techsupport@zestron.com