

## **ZESTRON** Bath Analyzer 20



### Coffret de test pour une mesure manuelle de la concentration des nettoyants neutres

Pour assurer la constance d'un bon niveau de nettoyage, une concentration stable du nettoyant est nécessaire. Celle-ci peut évoluer en fonction des transferts et de l'évaporation, par exemple. Un contrôle régulier par l'utilisateur est donc recommandé. Pour ce faire, le ZESTRON® Bath Analyzer 20 constitue une solution simple pour mesurer avec fiabilité et précision la concentration des bains de nettoyage, qu'ils soient neufs ou usagés.

### Mise en œuvre simple, en quelques étapes seulement :



1) Prise d'échantillon/transfert



2) Ajout du réactif



3) Agitation / Lecture

### Avantages du ZESTRON® Bath Analyzer 20 :

- Haute précision de la mesure de concentration :
  - » y compris lorsque le niveau de pollution augmente
  - » aussi bien sur un bain neuf que sur un bain usagé
- Réalisation simple et rapide, aucune formation nécessaire
- Peut être mis en œuvre n'importe où, grâce à sa présentation sous forme de coffret
- Nécessite peu de place ; investissement faible

### Utilisable avec les nettoyants de ZESTRON suivants :

VIGON® SC 200	VIGON® TC 150	VIGON® PE 180	VIGON® PM 105	HYDRON® SE 230A
VIGON® SC 202	VIGON® N 600	VIGON® PE 200	VIGON® PE 196A	HYDRON® SC 300
VIGON® SC 210	VIGON® N 640	VIGON® PE 215N	HYDRON® SE 220	ZESTRON® VD 200
ATRON® DC	VIGON® N 680	VIGON® PE 305N	VIGON® PE 304N	VIGON® PE 306A
VIGON® 1000 CR				

### Le kit ZESTRON® Bath Analyzer 20 est proposé avec le contenu suivant :



- 1) Pissette en PE
- 2) 2 paires de gants en vinyle
- 3) Bécher pour le prélèvement d'échantillons
- 4) Thermomètre digital (°C/°F)
- 5) Epruvette graduée en verre
- 6) 6 x 100 ml de fluide de test ZESTRON® Bath Analyzer 20
- 7) Documentation avec tables de correspondance

## Pour toute commande :

N° Art.	Article
5415-0000	<b>ZESTRON® Bath Analyzer 20</b> en coffret
5416-0100	<b>ZESTRON® Bath Analyzer 20 Set de recharge</b> 6 flacons recharges de 100 ml dans un carton

### Adresse de commande:

ZESTRON Europe  
Mme. Corinne MATTERN • Bureau de Liaison  
106 rue des Bains • 68390 SAUSHEIM  
Tél.: 03 89 52 35 35  
C.Mattern@zestron.com

Pour toute question technique concernant le ZESTRON® Bath Analyzer 20, veuillez vous adresser à notre service d'applications :  
+49 8453 41995 341; techsupport@zestron.com