

ZESTRON® Bath Analyzer 20

pH 中性洗浄液向け 濃度測定キット

安定した洗浄性を保つため、洗浄液濃度が推奨使用範囲内に収まっていることを確認する必要があります。液の持ち出しや希釈、蒸発などにより、洗浄槽内の濃度は影響を受けやすく、工程での全パラメータの定期測定をお勧めいたします。ZESTRON® Bath Analyzer 20 はシンプルで使いやすく、コンタミ成分含有の薬液に対しても同様に、正確に濃度を測定することができます。




簡単な手順で素早く測定



1) 薬液サンプル / 注入



2) 試薬投入



3) よく振る / 測定

ZESTRON® Bath Analyzer 20 の特徴

- 正確な濃度測定
 - » コンタミ量が増えても測定可能
 - » 新液でもコンタミ成分含有の液でも正確に使用可能
- シンプルかつ迅速な使用手順
- どこでも使える持ち運び可能な携帯ケース入り
- 最小限の器具とわずかなスペースで使用可能

製品ビデオは下記よりご覧ください。



下記洗浄剤の専用製品

VIGON® SC 200	VIGON® TC 150	VIGON® PE 180	VIGON® PM 105	HYDRON® SE 230A
VIGON® SC 202	VIGON® N 600	VIGON® PE 200	VIGON® 1000 CR	HYDRON® SC 300
VIGON® SC 210	VIGON® N 640	VIGON® PE 215N	HYDRON® SE 220	ZESTRON® VD 200
ATRON® DC	VIGON® N 680	VIGON® PE 305N	VIGON® PE 304N	VIGON® PE 196A

ZESTRON® Bath Analyzer 20 に含まれる付属品



- 1) ノズル付 PE ボトル
- 2) ビニル手袋 2 双
- 3) デジタル温度計
- 4) 薬液サンプル採取用ビーカー
- 5) 目印線入りメスシリンダー
- 6) ZESTRON® Bath Analyzer 20 試薬 6 本(100ml)
- 7) 対応チャート付説明書(左の写真には含まず)